

## Libifycare / GeoCare GC5

Dieses kleine, schlichte Gerät ist einfach zu benutzen. Es hat nur zwei Knöpfe: einen zum Ein- und Ausschalten und den anderen zum Aktivieren des Notrufs. Die einwandfreie Kommunikation wird durch die integrierten Lautsprecher gewährleistet. Das Mobilgerät können Sie überall hin mitnehmen, Sie müssen nur darauf achten, dass der Ladestand des Akkus ausreichend ist. Der Netzempfang vom Mobilfunkanbieter wird vorausgesetzt.

Die Ladestation dient Ihnen neben der Ladefunktion auch als klassischer Hausnotruf. Kommt es zu einem Stromausfall, versorgt ein integrierter Akku die Ladeschale für weitere zwölf Stunden mit Energie.

### Funktionen im Überblick:

- Notruf am Gerät oder über den Armbandfunksender auslösbar
- Wasserdichter Armbandfunksender
- GPS-Ortung direkt auf dem Smartphone (Handy)
- Automatische Sprachverbindung und SMS mit Positionsangabe bei Notruf
- Automatische Anrufannahme im Freisprechmodus
- Geofencing (Zonenverlassalarm)
- Aktive Ladeschale mit Mikrofon und Lautsprecher für eine noch verbesserte Sprachqualität und Reichweite
- Einsatz mit oder ohne Aufschaltung bei unserer Notrufzentrale
- Selbstständige Konfiguration mit Software möglich
- Das Libifycare wird mit einer SIM-Karte betrieben



### Tasten Notruf

Senden Sie durch einmaliges Betätigen der Notruf-Taste am Libifycare einen Hilferuf an von Ihnen ausgewählte Telefonnummern oder eine Notrufzentrale. Sie als Nutzer können selbst einstellen, an welche Kontakte der Notruf gesendet werden soll. Dabei werden die Notruf-Kontakte in einer festgelegten Reihenfolge von Libifycare angerufen. Wird der Notruf vom ersten Kontakt nicht angenommen, wählt Libifycare automatisch den nächsten Kontakt an, solange, bis der Notruf von einem Kontakt bestätigt wird. Über die erfolgreiche Entgegennahme des Notrufs werden letztlich alle bis dahin kontaktierten Personen via SMS-Nachricht informiert.

### Automatische Freisprechfunktion

Libifycare wurde mit einer hochwertigen Freisprecheinrichtung ausgestattet. Dadurch kann man mit dem Träger von Libifycare nicht nur im Notfall, sondern jederzeit kommunizieren.

### Punktgenaue Satellitenortung

Lokalisieren Sie das Libifycare jederzeit über die GPS-Funktion. Die GPS-Ortung von muss durch den Nutzer freigeschaltet werden, um den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten.



### SMS-Nachricht

Libifycare sendet bei jedem Notruf eine SMS-Nachricht mit genauer Positionsangabe an die von Ihnen festgelegten Kontakte. Somit weiß die Bezugsperson sofort, wo sich der Libifycare -Träger in diesem Moment befindet und kann unverzüglich entsprechende Hilfemassnahmen einleiten.

## Geofencing (Zonenverlassalarm)

Am Libifycare kann eine Zone eingerichtet werden, in der sich eine Person frei bewegen kann. Wird diese Zone überschritten, so sendet das Libifycare automatisch ein SMS, ebenfalls mit einem Google-Maps Link, so dass die Betreuung informiert ist, dass die Zone verlassen wurde und auch weiss, wo sich die Person zurzeit gerade befindet.

## Abmessungen Mobilgerät

- Grösse: 79 x 43 x 27 mm
- Gewicht: 72 g
- Akkulaufzeit: ca. 30 Stunden
- 3G, GPS, ZigBee Funk-Protokolle
- Wassergeschützt
- Stossfest



## Armbandfunksender / Mobilgerät / Ladestation

- Der Armbandfunksender ist zum Baden und Duschen geeignet.
- Die Reichweite zum Mobilgerät beträgt ausserhalb von Gebäuden ca. 250 Meter und innerhalb von Gebäuden ca. 30 Meter.
- Es ertönt ein Warnton bei 20% Akkustand. Sobald die Ladung auf 10 Prozent sinkt, wird dieser Ton alle 15 Minuten wiederholt, bis Sie das Gerät in die Ladestation legen.
- Die aktive Ladeschale sollte immer am Strom angeschlossen sein.
- Sie verfügt über ein Mikrofon und einen Lautsprecher.
- Die gelbe Such-Taste funktioniert in einem Radius von bis zu 30 Meter.



## Software

Die Software zum Konfigurieren des Notrufgerätes kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: [support.libify.com](http://support.libify.com)

## Lieferumfang

- Libifycare / GeoCare GC5 - Mobilgerät
- Aktive Ladestation mit USB-Kabel
- Armbandfunksender
- Halskordel
- Netzadapter
- Kurzanleitung



## Preis

Kauf	CHF 598.00
Erstkonfiguration	CHF 75.00

Preise inkl. MwSt. / zuzgl. Versandkosten

- **Bei der Nutzung ohne Notrufzentrale muss die SIM-Karte von Ihnen geliefert werden.**
- **Mit der Aufschaltung auf unsere Notrufzentrale wird die SIM-Karte von uns zur Verfügung gestellt.**