

# SICHERHEIT UND UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PFLEGE ZU HAUSE

## CareMat-Rufsystem – Zur Betreuung von Menschen mit Demenz, Sturzgefahr oder Desorientierung

### Mehr Sicherheit im Alltag

Die druckempfindliche CareMat Sensormatte wird vor dem Bett oder einer Tür platziert. Beim Betreten löst sie ein Funksignal aus. Daraufhin alarmiert der Steckdosen-Rufmelder durch sein optisches und akustisches Signal die Betreuungsperson im Haus. Mit dem Funk-Quittiertaster kann das Alarmsignal bequem und ohne Zeitverlust zurück gesetzt werden, während sich die Betreuungsperson zur Hilfeleistung begibt.

Dank des CareMat-Rufsystems werden Gefahren wie Stürze oder orientierungsloses Weglaufen sofort bemerkt, was eine schnelle Hilfe ermöglicht. Gleichzeitig bleibt die Mobilität und Lebensqualität für Pflegebedürftige erhalten.

### Wertvolle Unterstützung bei Tag und Nacht

- Ermöglicht rasche Hilfeleistung beim Verlassen des Bettes oder des Wohnraums
- Akustische oder optische (stille) Alarmfunktion einstellbar
- Rutschfeste und leicht zu reinigende CareMat Oberfläche
- Robuste und langlebige Bauweise
- Mobiles System, überall platzierbar



Die CareMat-Rufsystem Sets bestehen jeweils aus einem Steckdosen-Rufmelder, einem Quittiertaster und einer CareMat, die in der Form B oder C und in der Farbe caregrau oder caregelb gewählt werden kann:



oder



plus



Easywave

plus



#### CareMat, Form B

700 x 400 x 9 mm, 3,2 kg  
caregrau oder caregelb

#### CareMat, Form C

1100 x 700 x 9 mm, 6,5 kg  
caregrau oder caregelb

#### Steckdosen-Rufmelder RCP09

#### Quittiertaster RT21

### Bestellangaben/Artikel-Nummern für die CareMat-Rufsystem Sets

CareMat-Rufsystem  
Form B, caregrau  
**Art.-Nr. 369077**

CareMat-Rufsystem  
Form B, caregelb  
**Art.-Nr. 369076**

CareMat-Rufsystem  
Form C, caregrau  
**Art.-Nr. 369079**

CareMat-Rufsystem  
Form C, caregelb  
**Art.-Nr. 369078**

Für den Schweizer Markt ist ein Steckdosen-Rufmelder RCP09-CH mit Stecker und Buchse «Typ J» (nach SEV 1011:2009) erhältlich. Bestellangaben/Artikel-Nummern für die CareMat-Rufsystem Sets Ausführung Schweiz:

CareMat-Rufsystem  
Form B, caregrau  
**Art.-Nr. 369073**

CareMat-Rufsystem  
Form B, caregelb  
**Art.-Nr. 369047**


CareMat-Rufsystem  
Form C, caregrau  
**Art.-Nr. 369075**

CareMat-Rufsystem  
Form C, caregelb  
**Art.-Nr. 369074**

### Einfache Inbetriebnahme

1. Steckdosen-Rufmelder einstecken, CareMat platzieren
2. Rufmelder einlernen: Taste **R** drücken, bis diese blinkt, CareMat betreten und warten bis Taste **R** erlischt
3. Quittiertaster einlernen: Taste **Q** am Rufmelder drücken, bis diese blinkt, Quittiertaster betätigen
4. CareMat ist jetzt betriebsbereit und löst bei Betreten ein Alarmsignal aus. Der Alarm lässt sich mit der Taste **Q** oder dem Quittiertaster deaktivieren

Weitere Informationen sowie eine detaillierte Kurzanleitung finden Sie auf [www.caremat.ch](http://www.caremat.ch)



### Ihr CareMat Bezugspartner

signakom GmbH  
Berninastrasse 46  
8057 Zürich

+41 44 221 01 01  
[info@signakom.ch](mailto:info@signakom.ch)  
[signakom.ch](http://signakom.ch)

### Ihr CareMat Hersteller

BBC Bircher Smart Access  
Wiesengasse 20  
CH-8222 Beringen

Telefon +41 52 687 11 11  
Telefax +41 52 687 11 12  
[www.caremat.ch](http://www.caremat.ch)  
[info@bircher.com](mailto:info@bircher.com)