

Bucinator Paulus

Das zuverlässige, selbsterklärende und mobile System zur frühzeitigen Alarmierung, wenn eine Person das Bett verlassen will. Es ist einfach in der Bedienung, in der Formgebung klein gestaltet und lässt sich sicher und schnell in den Arbeitsalltag integrieren.



Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Typ:	Bucinator Paulus
Artikel-Nr.:	S4500950 Eldat 8100 TeleAlarm
Reinigung:	Desinfizierbar mit max. 70 Vol% Alkohol
Gewicht:	ca.540 g
Masse:	700 x 90 x 15 mm (LxBxH)
Batterie:	3V CR2032
Funksender:	mit Eldat- oder TeleAlarm Funksender



Funktion / Anwendung

Bucinator PAULUS wird seitlich unter der Matratze positioniert. Beim Querbett-sitzen wird durch die Belastung der Sensorik das Pflegepersonal über die Rufanlage oder einen Steckdosen-Empfänger akustisch informiert.

Im Unterschied zu Sensormatten, löst Bucinator PAULUS eine Meldung früher aus; somit wird wertvolle Zeit gespart. Geht die Batterie zur Neige, wird der Benutzer über eine LED darauf aufmerksam gemacht.