

Türalarm mit Funksender / Weglaufschutz

Der Türalarm ist eine einfach anzubringende Massnahme in Fällen, in denen das Pflegepersonal informiert werden sollte, sobald ein Bewohner oder Patient das Zimmer verlässt. Ein einfach einzubringender Weglaufschutz.



Technische Daten (Änderungen vorbehalten)


Typ:	Türwächter
Artikel-Nr.:	S450700 Eldat / S2038000 TeleAlarm
Schutz:	IP40
Masse:	ca. 53x95x21mm (BxHxT)
Gewicht:	115g
Batteriebetrieb:	3V CR2032
Frequenz:	mit Eldat Funksender oder mit TeleAlarm Funksender

Preis


CHF 528.00 exkl. MwSt.
zuzgl. Versandkosten

Funktion

Der Türalarm wird an die Aussenseite der Türe auf die Türklinke montiert. Bei Betätigung der Türe durch die zu überwachende Person wird ein Signal zur Funkauslösung an den zugehörigen Funkempfänger weitergeleitet.



Das Pflegepersonal kann über einen Magnetschlüssel die Türe ständig oder bei Bedarf freigeben, so dass diese ohne Rufauslösung geöffnet werden kann.



Funkanbindung / Alarmierung

Der Türalarm kann an eine bestehende Rufanlage angebunden werden oder im Privatem Bereich mit einem Steckdosen-Funkgong verbunden werden.